

PianoInclinato_v3.0

March 21, 2017

0.0.1 Squadra X / 21 marzo 2017

- ** Nome studente 1 (matr. XXX)**
- ** Nome studente 2 (matr. XXX)**
- ** Nome studente 3 (matr. XXX)**
- ** Nome studente 4 (matr. XXX)**

0.1 Determinazione dell'accelerazione di gravità mediante misure di moto uniformemente accelerato lungo un piano inclinato

0.1.1 Scopo dell'esperienza

1. Verifica della legge oraria del moto uniformemente accelerato:


$$s(t) = s_{\text{in}} + v_{\text{in}}(t - t_{\text{in}}) + \frac{1}{2}a(t - t_{\text{in}})^2$$

2. Verifica della dipendenza lineare tra l'accelerazione del carrello e l'inclinazione del piano.
3. Calcolo dell'accelerazione di gravità g e del coefficiente di attrito k .

0.1.2 Materiali e strumenti utilizzati

- rotaia rettilinea (piano inclinato) di lunghezza L ;
- treppiede con asta metallica verticale da infilare nell'aggancio della rotaia per inclinarla;
- carrello (macchinina) con respingente magnetico (e propulsore a molla);
- mascherina di plexiglas trasparente con tratti scuri variamente spaziati da fissare longitudinalmente sul carrello
- metro a nastro e scala graduata lungo il piano inclinato;
- livella
- Smart Timer;
- due traguardi a fotocellula da collegare allo Smart Timer;
- questo notebook jupyter Python, dove annotare e analizzare i risultati dell'esperimento.

Il **fototraguardo** è basato su una coppia emettitore-rivelatore di raggi infrarossi a 880 nm, con un tempo caratteristico di salita di 500 ns e uno di discesa di 50 ns: un oggetto che passa attraverso il fototraguardo ostacola il fascio infrarosso provocando l'apertura del circuito. Per un oggetto che passa a 1 cm dal rivelatore infrarosso, con una velocità minore di 10 m/s, la differenza tra la lunghezza reale e quella misurata è minore di un millimetro. Documentazione [qui](#)



0.1.3 Fondamenti Teorici

Il moto senza attrito di un oggetto lungo un piano inclinato è uniformemente accelerato, secondo la legge oraria:

$$s(t) = s_{\text{in}} + v_{\text{in}}(t - t_{\text{in}}) + \frac{1}{2}a(t - t_{\text{in}})^2$$

L'accelerazione a , in assenza di attrito, è legata all'accelerazione di gravità dalla semplice relazione

$$a = g \sin \alpha$$

dove α è l'angolo di cui è inclinato il piano. Nel nostro caso, e in riferimento alla figura, è $H = L \sin \alpha$, da cui

$$a = gH/L$$

In presenza di una forza di attrito

$$F_k = -\mu_k mg \cos \alpha$$

avremo invece

$$a = g(\sin \alpha - \mu_k \cos \alpha)$$

Nell'esperimento t_0 sarà relativo al primo sensore a fotocellula (indice 1) e t sarà relativo al secondo sensore a fotocellula (indice 2), da cui:

$$\Delta s = s_2 - s_1 = v_1 \Delta t + \frac{1}{2}a \Delta t^2 \quad (1)$$

avendo indicato con s_2 e s_1 le distanze dei 2 sensori a fotocellula dalla sommità della rotaia ($s_0 = 0$).

0.1.4 Descrizione dell'Esperienza

- Determinare la posizione orizzontale della rotaia posizionando la rotaia stessa sul tavolo e posizionando il carrello al suo centro: se il carrello si muove, aggiustare la vite posta alla fine della rotaia finché il carrello non si muove più. Misurare l'altezza h_{A0} tra il tavolo e il lato superiore dell'estremità della rotaia con arresto fisso con gommino, che sarà quella che successivamente sarà elevata. Misurare inoltre l'altezza h_{B0} dal lato opposto. Avvalersi della livella per controllare che la rotaia non sia inclinata sia rispetto all'asse longitudinale che a quello trasversale. Si noti che è possibile regolare l'altezza dei supporti del treppiede mediante delle viti. Il tavolo potrebbe essere non perfettamente orizzontale. Misurare anche la lunghezza L della rotaia da un'estremità all'altra.
- Fissare il primo sensore a fotocellula a una trentina di cm dalla sommità ($s_0 = 0$) del piano inclinato (collegare il relativo cavo al canale 1 dello Smart Timer). Indicando con l'indice 1 tale sensore, la distanza del primo sensore dalla sommità sarà s_1 . Valutare l'incertezza (s_1) relativa alla misura di s_1 .

- c) Accendere il sistema di acquisizione Smart Timer con l'interruttore posto sulla sinistra [I/O], premere il tasto 1 "Select Measurement" fino a scegliere la misura "TIME", premere il tasto 2 "Select Mode" fino a scegliere la modalità "Two Gates" (si misurerà l'intervallo di tempo che intercorre tra il passaggio dal 1^o al 2^o fototraguardo).
- d) Regolare l'inclinazione del piano, verificando con la bolla che non vi sia una pendenza laterale. Misurare l'altezza h_A della rotaia all'estremità alta (distanza tavolo – lato superiore della rotaia) e quella all'estremità bassa h_B : l'altezza H da considerare sarà $H = (h_A - h_{A0}) - (h_B - h_{B0})$ (scegliere un angolo di inclinazione non troppo grande). Valutare l'incertezza (H) relativa ad H . Calcolare l'angolo $\sin \alpha = H/L$ e la relativa incertezza.
- e) Fissare il secondo sensore a una distanza Δs di qualche centimetro (ad es. 10 cm) dal primo. Indicando con l'indice 2 tale sensore, la distanza del secondo sensore dalla sommità sarà s_2 e quindi $\Delta s = s_2 - s_1$. Valutare l'incertezza $\delta(s_2)$ relativa alla misura di s_2 ; valutare l'incertezza $\delta(\Delta s)$ relativa a Δs .
- f) Ripetere le seguenti operazioni 5 volte, senza variare la distanza tra i sensori:
 1. Premere il tasto 3 "Start" dello smart timer (si sente un suono e compare un asterisco sulla seconda riga dello strumento): a questo punto lo smart timer è attivo e pronto a ricevere gli impulsi dai fototraguardi e a mostrare il tempo t impiegato a percorrere lo spazio s tra i due sensori.
 2. Disporre il carrello alla sommità della rotaia e lasciarlo libero di scendere, avendo cura di non imprimere alcuna forza alla partenza (controllare che al passaggio sui due fototraguardi si illumini una spia rossa).
 3. Segnare il tempo t visualizzato (rimane visualizzato finché non si preme di nuovo "Start") e l'incertezza associata.
- g) Ripetere le operazioni (e)-(f) 5 volte, TENENDO FISSA LA POSIZIONE DEL 1^o SENSORE e cambiando quella del 2^o in modo tale che la distanza Δs aumenti ogni volta (ad es. di 10 cm).
- h) Ripetere le misure del moto del carrello in discesa, secondo la procedura seguita in precedenza [operazioni (d)-(g)], per almeno 5 angoli di inclinazione α_i diversi (ossia per almeno 4 diversi valori di H_i). Nel frattempo è possibile fittare e visualizzare i plot delle varie tranches nelle apposite celle del notebook.

0.1.5 Grandezze Utilizzate

- s_1, s_2 : distanza del primo e secondo sensore dalla sommità del piano; s_1, s_2 : incertezze nella misura di s_1 e s_2
- $\Delta s = s_2 - s_1$: distanza tra i due sensori; (Δs) : incertezza nella valutazione di s
- Δt_i : i -esima misura del tempo di percorrenza tra s_1 e s_2
- α_i : angolo di inclinazione del piano rispetto all'orizzontale
- H : differenza di quota tra l'estremità bassa e l'estremità alta della rotaia; (H) : incertezza nella valutazione di H
- L : lunghezza rotaia; (L) : incertezza nella misura di L
- $(\overline{\Delta t})$: stima dell'incertezza su $\overline{\Delta t}$ come deviazione standard della media.

0.1.6 Fit Lineare

Descriviamo qui come effettuare un fit dei coefficienti A e B nella funzione $y = A + Bx$, seconda la procedura dei minimi quadrati. Siano x_i, y_i , con $i = 1, \dots, n$, i punti sperimentali, e definiamo la funzione di costo

$$f(A, B) = \sum_{i=1}^n (A + Bx_i - y_i)^2$$

I valori ottimali di A e B sono ottenuti risolvendo il sistema di equazioni

$$\frac{\partial f}{\partial A} = 0; \quad \frac{\partial f}{\partial B} = 0$$

Introducendo i simboli

$$\langle x \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \langle x^2 \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2, \quad \langle xy \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i, \quad \text{etc.}$$

la soluzione del sistema è data da

$$A = \frac{\langle x^2 \rangle \langle y \rangle - \langle xy \rangle \langle x \rangle}{\sigma_x^2}; \quad B = \frac{\langle xy \rangle - \langle x \rangle \langle y \rangle}{\sigma_x^2},$$

con

$$\sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$$

L'errore sui paramtetri fittati è stimato da

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{\langle x^2 \rangle}{n\sigma_x^2}} \sigma_y, \quad \sigma_B = \sqrt{\frac{1}{n\sigma_x^2}} \sigma_y$$

con

$$\sigma_y^2 = \frac{1}{n-2} \sum_i (A + Bx_i - y_i)^2$$

0.1.7 Fit Quadratico

Per verificare la bontà di Eq. (1) nel descrivere i dati sperimentali, bisogna effettuare un fit dei coefficienti A e B nella funzione $y = Ax^2 + Bx$, seconda la procedura dei minimi quadrati. Siano x_i, y_i , con $i = 1, \dots, n$, i punti sperimentali, e definiamo la funzione

$$f(A, B) = \sum_{i=1}^n (Ax_i^2 + Bx_i - y_i)^2$$

I valori ottimali di A e B sono ottenuti risolvendo il sistema di equazioni

$$\frac{\partial f}{\partial A} = 0; \quad \frac{\partial f}{\partial B} = 0.$$

Usando la notazione $\langle \dots \rangle$ introdotta nel paragrafo precedente, la soluzione del sistema è data da

$$A = \frac{\langle x^2 y \rangle \langle x^2 \rangle - \langle xy \rangle \langle x^3 \rangle}{\Sigma_x}; \quad B = \frac{\langle xy \rangle \langle x^4 \rangle - \langle x^3 \rangle \langle x^2 y \rangle}{\Sigma_x},$$

con

$$\Sigma_x = \langle x^2 \rangle \langle x^4 \rangle - \langle x^3 \rangle^2$$

L'errore sui parametri fittati è stimato da

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{\langle x^2 \rangle}{n \Sigma_x}} \sigma_y, \quad \sigma_B = \sqrt{\frac{\langle x^4 \rangle}{n \Sigma_x}} \sigma_y$$

con

$$\sigma_y^2 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (Ax_i^2 + Bx_i - y_i)^2$$

0.1.8 Propagazione degli errori

Ricordiamo la formula di propagazione degli errori per una quantità $f = f(x, y, \dots)$:

$$\sigma_f^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \sigma_y^2 + \dots$$

0.1.9 Utilizzo del notebook Python

- le celle possono trovarsi in due stati:
 - 1) command mode (blu, premendo esc)
 - 2) edit mode (verde, per modificare il contenuto, premendo enter)
- tipi di cella: standard (per scrivere il codice python) o testo (markdown)
- copia e incolla con C e V in command mode
- i risultati delle misure vanno scritti nelle celle apposite di questo notebook
- aggiungere note, commenti, celle
- esegui cella: shift-invio, ctrl-invio
- cancella intera cella: dd in command mode
- inserisci nuova cella below: B in command mode
- caratteri greci: "Slash" + Delta + "Tab"
- inserisci commenti con #. Può essere utile commentare delle linee di codice per trovare l'errore quando una cella non compila.

0.1.10 Note

- riportare una sola cifra significativa per le incertezze;
- quando si scrivono misure di grandezze non riportare più cifre significative di quelle coperte dall'incertezza e ricordarsi delle unità di misura;
- riportare le formule usate per calcolare i risultati e per determinare le incertezze;
- sforzarsi di fare osservazioni e commenti propri e, se si ritiene opportuno, sperimentare, motivando, anche cose diverse da quelle suggerite.

0.2 @@@@ INIZIO ESPERIENZA @@@@

0.2.1 Imports e Definizioni

```
In [3]: %pylab inline
        from pandas import DataFrame
```

Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib

```
In [4]: def fit_lineare(x,y):
        """
        Questa funzione restituisce termine noto e coefficiente angolare della retta
        interpolante  $y = A + Bx$  ed il relativo errore
        """

        ### completare il codice traducendo le formule
        ### fornite nell'introduzione

        return A, dA, B, dB

In [5]: def fit_quadratico(x,y):
        """
        Questa funzione restituisce i coefficienti della parabola interpolante
         $y = Ax^2 + Bx$  ed il relativo errore
        """

        mx = mean(x)
        mx2 = mean(x*x)
        mx3 = mean(x**3)
        mx4 = mean(x**4)
        mxy = mean(x*y)
        mx2y = mean(x*x*y)

        D = mx2*mx4 - mx3**2
        A = (mx2y*mx2 - mxy*mx3) / D
        B = (mxy*mx4 - mx3*mx2y) / D

        n = len(x)
        r = sqrt(sum((A*x**2+B*x - y)**2) / (n-2))
        dA = r * sqrt(mx2 / (n*D))
        dB = r * sqrt(mx4 / (n*D))

        return A, dA, B, dB
```

0.2.2 Raccolta Dati

Round 1

```
In [6]: ### Definisco alcuni dizionari che verranno utili in seguito per raccogliere
        ### i risultati delle misure eseguite con diversi valori di H:

        acc={}
        dacc={}
        sinalpha={}
        dsinalpha={}

```